

# Fokometr F-910

## Stručný návod

1. Sejmeme černou krytku chránící nylonové vyložení pro uložení čočky.
2. Zapneme přístroj síťovým vypínačem.
3. Zkontrolujeme nastavení nuly přístroje.  
Točítko dioptrického nastavení (velké kolečko na boku přístroje) musí být v poloze, kdy je na stupnici pro odečtení naměřené dioptrie, pozorované okulárem, nastavena nula. V tomto případě (bez žádné měřené čočky) musí být zaměřovač zaostřený. Není-li, provedeme zaostření pomocí okuláru s možností dioptrické korekce.
4. Uložíme čočku.  
Čočka leží na nylonovém pouzdře. Je podpírána posuvnou lištou, kterou ovládáme páčkou po pravé straně přístroje. Nakonec je čočka zapřena trojicí fixačních pružících kolíků, které jsou upevněny na pojízdném vozíku. Ten je ovládán páčkou vlevo. Vozík se musí nejdříve odjistit pohybem vzhůru a pak POMALU SPUSTIT na čočku.
5. Změříme čočku.  
Točátkem dioptrického nastavení (velké kolečko na boku přístroje) doostříme zaměřovač. Na stupnici pro odečtení naměřené dioptrie přečteme změřenou optickou mohutnost čočky (v jednotkách dioptrie).
6. Vyjmeme čočku.  
Pojízdný vozík zajistíme v horní poloze levou páčkou.
7. Přístroj vypneme.
8. Vrátime krytku na místo pro uložení čoček.

